

# surgimed



## Neuromonitor AVALANCHE® sı Thyroid VNS

### Kullanım Talimatları

Software versions 3.0.4 & 3.4.1



**Dr. Langer Medical GmbH**  
Fabrik Sonntag, Haus 4a  
79183 Waldkirch  
ALMANYA



**CE**  
0535



Tiroid cerrahisinde yeni ortađınız

[www.surgimed.com.tr](http://www.surgimed.com.tr) - [www.sinirmonitoru.com](http://www.sinirmonitoru.com)

Tel: +90 212 635 51 14 - Cep: +90 533 582 46 56

# **Neuromonitor AVALANCHE® sı Thyroid VNS**

Kullanım Kılavuzu

AVALANCHE® SI Thyroid VNS yazılımı ile Neuromonitor AVALANCHE® XT

Madde numaraları 20-0080, 20-0081, 20-0083, 20-0088, 20-0089, V20-002 olan birimlerin teslimatlarının kapsamındadır.

AVALANCHE® SI yazılımına sahip nöromonitörler için yükseltme olarak da teslim edilebilir.

Nöromonitör aşağıda AVALANCHE® SI Thyroid VNS olarak anılacaktır.

**Üretici:**Dr. Langer Medical GmbH, Fabrik Sonntag, Haus 4a, 79183 Waldkirch, Almanya

**CE 0535**  
**EN ISO 13485**

Kullanıcı Kılavuzu Madde Numarası: 05-0041

Bu kullanıcı kılavuzunun çevirisinin yapılması, yeniden basılması ve dağıtım hakkı başta olmak üzere tüm hakları saklıdır. Bu kullanıcı kılavuzunun hiçbir kısmı herhangi bir şekilde yeniden basılamaz (örn. fotokopi, mikrofilm veya diğer işlemlerle) veya işlenemez, Dr. Langer Medical GmbH tarafından yazılı onay alınmadan elektronik sistemler kullanılarak kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

Bu kullanıcı kılavuzunda geçen bilgiler Dr. Langer Medical GmbH tarafına bildirilmeden değiştirilebilir veya genişletilebilir ve Dr. Langer Medical GmbH tarafına herhangi bir yükümlülük teşkil etmez.

Dr. Langer Medical GmbH tarafından basılmıştır.

Almanya'da basılmıştır.

Telif hakkı © Dr. Langer Medical GmbH, Waldkirch 2015

**surgimed**

## İçerik

|       |                                                                                                                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Kullanım amacı .....                                                                                                                                                           | 7  |
| 2     | Genel notlar .....                                                                                                                                                             | 8  |
| 3     | İşlevsel ilkeler ve işletim.....                                                                                                                                               | 11 |
| 3.1   | Yazılım mimarisi .....                                                                                                                                                         | 11 |
| 3.2   | Sistemin başlatılması – işletimin hazır hale gelmesi .....                                                                                                                     | 11 |
| 3.3   | Hasta yatış penceresi.....                                                                                                                                                     | 12 |
| 3.4   | EMG penceresi (ana sinyal penceresi).....                                                                                                                                      | 14 |
| 3.4.1 | Stimülasyon parametrelerini ayarlama .....                                                                                                                                     | 17 |
| 3.4.2 | Menü düğmeleri .....                                                                                                                                                           | 18 |
| 3.4.3 | Stimülasyon.....                                                                                                                                                               | 19 |
| 3.5   | Akustik artefakt rejeksiyonun ayarlanması .....                                                                                                                                | 20 |
| 3.6   | EMG kanalının akustik izlenmesi için EMG ses yapılandırması .....                                                                                                              | 22 |
| 3.7   | Veri penceresi .....                                                                                                                                                           | 23 |
| 3.7.1 | Devam Eden Vaka/Çevrimdışı veri penceresi.....                                                                                                                                 | 24 |
| 3.7.2 | Veri Tabanı .....                                                                                                                                                              | 31 |
| 3.7.3 | PDF Rapor Özelliği.....                                                                                                                                                        | 32 |
| 3.8   | Dalga formlarını yazdırmak: .....                                                                                                                                              | 34 |
| 3.8.1 | Sinyalleri ayrı ayrı yazdırma .....                                                                                                                                            | 34 |
| 3.8.2 | Rapor yazdırma (isteğe bağlı) .....                                                                                                                                            | 35 |
| 3.9   | Sistem penceresi.....                                                                                                                                                          | 37 |
| 3.10  | Operasyonun sonlandırılması ve sistemin kapatılması.....                                                                                                                       | 38 |
| 3.11  | Sistem zamanının ayarlanması.....                                                                                                                                              | 39 |
|       | Sistem yeniden başlatma işleminden sonra değiştirilen zaman ayarı doğrulanmalıdır. Sorun oluşması halinde Dr. Langer Medical GmbH müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. .... | 40 |
| 3.12  | Sinyal penceresi .....                                                                                                                                                         | 41 |
| 3.13  | < Vagus stimülasyon> tuşu.....                                                                                                                                                 | 43 |
| 3.14  | < Anahat> tuşu .....                                                                                                                                                           | 43 |
| 3.15  | Stimülasyon araçlarına bağlanması .....                                                                                                                                        | 46 |
| 4     | VANESSA bağlantı kutusunun bağlanması.....                                                                                                                                     | 47 |
| 5     | Cihazın arkasındaki operasyonel giriş ve çıkışlar .....                                                                                                                        | 48 |
| 6     | HF Sessizleştirici Sensör .....                                                                                                                                                | 49 |
| 7     | Ek cihazlarla birleştirme .....                                                                                                                                                | 50 |
| 8     | Temel güvenlik talimatları .....                                                                                                                                               | 50 |
| 8.1   | Kullanıcı kılavuzundaki tüm talimatları izleyin .....                                                                                                                          | 50 |

|      |                                                                                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.2  | Operatörün yükümlülüğü .....                                                        | 51 |
| 8.3  | Kullanıcının yükümlülüğü.....                                                       | 51 |
| 8.4  | Nöromonitörü kullanırken oluşabilecek tehlikeler.....                               | 51 |
| 8.5  | Elektromanyetik parazitleri önleme.....                                             | 57 |
| 8.6  | Garanti ve yükümlülük.....                                                          | 57 |
| 9    | Güvenlik talimatları .....                                                          | 58 |
| 9.1  | Sembol ve açıklamalar .....                                                         | 58 |
| 9.2  | Bilgilendirici güvenlik önlemleri.....                                              | 58 |
| 9.3  | Personel eğitimi.....                                                               | 58 |
| 9.4  | Normal çalıştırma sırasındaki güvenlik önlemleri.....                               | 59 |
| 9.5  | Yapısal Değişimler .....                                                            | 59 |
| 10   | Telif hakkı .....                                                                   | 59 |
| 11   | Kullanıcı kılavuzunun kopyalanması .....                                            | 59 |
| 12   | Teknik bilgiler.....                                                                | 60 |
| 13   | Seri numara tasarımı .....                                                          | 61 |
| 14   | Atık madde giderilmesi .....                                                        | 61 |
| 15   | Temizleme .....                                                                     | 61 |
| 16   | Servis ve onarım .....                                                              | 62 |
| 16.1 | Servis aralıkları .....                                                             | 62 |
| 16.2 | Onarımlar .....                                                                     | 62 |
| 16.3 | AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörünün kullanım amacına uygun kullanılması ..... | 62 |
| 17   | Aksesuarlar.....                                                                    | 63 |
| 18   | Teslimat kapsamı.....                                                               | 64 |
| 19   | Üreticinin Adresi.....                                                              | 64 |

# 1 Kullanım amacı

AVALANCHE® SI Thyroid VNS, tiroid cerrahisinde intraoperatif kullanılan 1 kanallı sinir monitörüdür. AVALANCHE® SI Thyroid VNS kullanıcının, reküran larinjiyal sinir gibi motor sinirleri tespit etmesini ve elektrik stimülasyonundan sonra ses teli kasları gibi hedef kaslardaki faaliyeti ölçerek bütünlüklerini kontrol etmesini sağlar. Bu, sinirlerin tespit edilmesinin yanı sıra davranış ve işlevlerinin izlenmesini sağlar.

VANESSA Bağlantı Kutusu (Mad. No.:21-0024, 21-0025, 21-0028) ile birlikte Thyroid VNS (vagus nerve stimulation) yazılım modülü Stimülasyon el probu ve vagus elektrotunun bir arada kullanılmasını sağlar. İki uyarma aracını aynı anda etkinleştirmek mümkün değildir.

Bir motor sinirin elektrikle stimülasyonundan sonra (burada vagus siniri veya reküran larinjiyal sinir) hedef kasın faaliyeti (burada: ses kası) ölçülebilir. AVALANCHE® SI Thyroid VNS ölçülen EMG sinyallerini işler ve onları kullanıcının duyabileceği ve görebileceği biçimde çıkartır.

Vagus sinirinin stimülasyonu cerraha tüm reküran larinjiyal sinir yolunun durumu hakkında önemli bilgi sağlamaktadır. Stimülasyon, operasyona uygun olduğu zaman ve uygun şekilde sürekli veya kesintili olarak uygulanabilir. Çalışma alanında reküran larinjiyal sinirin tanımlanması için her zamanki gibi el stimülasyonu probu kullanılabilir; vagus stimülasyonu tek tuşa basılarak etkinleştirilebilir. Bu, tehlike anında cerraha, cihazı bırakmasına gerek kalmadan sinirin durumu hakkında önemli bilgi verecektir.

Alınan sinyaller AVALANCHE® SI Thyroid VNS tarafından işlenir, monitor ekranında dalga şeklinde gösterilir ve hoparlörlü yerleşik ses ara yüzü sayesinde akustik olarak seslendirilir.

AVALANCHE® SI Thyroid VNS sinirlerin tespit edilmesinde yardımcı olmak amacıyla kullanıcıya ekstra bilgi sağlar. Akustik olarak oluşturulan fizyolojik EMG sinyalleri, diğer bileşenlerin arızalanması durumunda monitörün ekranındaki durum görüntülemeye bağımsızdır.

Sinyalleri yazdırmak için harici bir A4 yazıcı mevcuttur.



AVALANCHE® SI Thyroid VNS cerrahi girişimler sırasında risk altındaki sinirleri tespit etmek ve bütünlüklerini kontrol etmek için cerraha yardım etmesi amacıyla kullanılır.

AVALANCHE® SI Thyroid VNS medikal amaçlarla kullanılan mülklerin patlama riski taşıyan alanlarında kullanılmamalıdır!

Farklı veya aşırı şekilde kullanım, amacı dışında kullanma olarak sayılmaktadır. Amacı dışında kullanılmasından kaynaklanan herhangi kayıp veya arızadan Dr. Langer Medical GmbH sorumlu olmayacaktır.

### **UYARI**

**Lütfen bölüm 8.4'te yer alan “Kullanım sırasındaki Tehlikeler” notlarının dikkate alındığından emin olun.**

AVALANCHE® SI Thyroid VNS yerleşik ani akım uyarıcısı içermektedir. Uyarıcı 5 mA'e kadar akım uygulayabilir. Kullanıcı özel uyarma problemleri kullanarak sinirleri doğrudan uyarabilir.



Yerleşik stimülatör en fazla  $I = 5 \text{ mA}$  akım ve  $U = 20 \text{ Volt}$  uygulamaya izin verdiği için stimülatör akımının operasyon prosedürüne yönelik ihtiyaçlara göre ayarlanmış olduğu kontrol edilmelidir. Sinirlerin doğrudan uyarılmasında  $I = 2 \text{ mA}$ 'den fazla akım kullanılması önerilmez!

Doğrudan sinir stimülasyon uygulama zamanı ve uyarma akımı her zaman en az değer ile sınırlandırılmalıdır. Bu operasyon sırasında sinirlerin yorulmasını önler.

### **UYARI**

**AVALANCHE® SI Thyroid VNS ile devamlı ölçüm sırasında fizyolojik EMG sinyali duyulamaz (uyarma yoksa). Stimülasyon sırasında fizyolojik EMG sesi otomatik olarak uygulanır böylece kas eylem potansiyellerinin akustik algılanması kolaylaşır.**

### **UYARI**

**Kas eylem potansiyelleri akustik olarak algılanması sırasında bile potansiyellerin açıkça görüntülendiğinden emin olmak için ekranı gözlemleyin. Kesin sinyaller tanımlanamıyorsa veya yapay stimülasyon 1,8 ms'den uzun sürmüyorsa (güvenli ve tekrarlanabilir eylem potansiyeli tanımlanması olmadan), olumlu algılama durumunun yanlış anlaşıldığı anlamına gelebilir.**

Kullanım amacı gereken hizmet ve bakım aralıklarının uyumluluğuna bağlıdır.

## **2 Genel notlar**

Kullanıcı kılavuzuna özel itina göstermek kullanım amacı için asıl gerekliliktir ve cihazın doğru taşınması da hasta ve kullanıcı açısından aynı gerekliliği taşımaktadır. Ürün üzerinde denenmemiş ve kullanıcı kılavuzu listesinde yer almayan aksesuarların kullanımına izin verilmez. Kullanıcı kılavuzu listesinde yer almayan aksesuarın kullanılması halinde teknik veya



biyolojik zararsızlığı kanıtlanmalıdır. Tüm basılı belgeler, teslim edilen cihazlar ve belgelerin basıldığında geçerli olan güvenlik standartlarıyla uyum göstermektedir. Bahsedilen cihazların, devrelerin, yöntemlerin, yazılım programlarının ve isimlerin tüm hakları saklıdır.

AVALANCHE® SI Thyroid VNS sisteminin tüm bileşenlerini mekanik arızalara karşı koruyun ve düşmelerini önleyin. Hasara yol açabileceği için havalandırma deliklerinden girebilecek sıvılara karşı sistemi koruyun ve bu deliklerden cihazın içine herhangi bir nesne itmeye çalışmayın.

AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörüne sessizlik sensörü bağlanmış ancak yüksek frekanslı elektro cerrahi cihazındaki etkin aracın kablosu ile bağlantısı doğru şekilde yapılmamış ise yüksek frekanslı elektro cerrahi cihazları gibi diğer cihazlardan karışan frekanslar sesin istenmeyen zamanlarda kısılmasına sebep olabilir. Sessizlik sensörü mandalının uygun kabloya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

**UYARI:** Bu konu hakkında lütfen Bölüm 6 “Yüksek Frekans Sessizlik Sensörü” makalesini inceleyin.



Elektro cerrahi cihazlarıyla birlikte iğneli elektrotların kullanımı, elektrot ve deri arasındaki temas noktasında yüksek yanma riskine sebep olabilir. Bu sebeple, elektro cerrahi cihazına yönelik tüm öneri ve güvenlik talimatları kullanıcılar tarafından dikkatlice öğrenilmeli ve uygulanmalıdır. Ayrıca otomatik empedans veya akım ölçümü yapan tüm cihazlar düzenli zaman aralıklarında elektrik güvenlik kontrolüne girmelidir.

#### **UYARI**

**Radio frekans alanlarının bir sonucu olarak indüksiyon akımlarından kaynaklanan yanıklardan kaçınmak için iğne elektrotlar elektro cerrahi cihazlarından mümkün olduğunca uzakta uygulanmalıdır. Bu yüzden elektro cerrahi cihaz operasyon sırasında hastanın baş veya boynuna yakın konumlandırılmamalıdır. Özellikle tek kutuplu araçlar kullanılırken bu cihaz üzerindeki tüm kablolar diğer elektrot kablolarından mümkün olduğunca uzakta konumlandırılmalıdır.**



Operasyona başlamadan önce, incelenecek sinirlerde oluşabilecek hasar riskinin yanı sıra elektro cerrahi cihazlar ile AVALANCHE® SI Thyroid VNS sistemi arasındaki etkileşimden kaynaklanan yanık riski de dengelenmelidir..

Yalnızca üretici tarafından AVALANCHE® SI Thyroid VNS ile kullanılması onaylanan iğne elektrotların kullanılmasına izin verilir. Steril olmayan elektrotlar kullanıldığında iğne elektrotlar yeniden kullanılacağı her operasyon prosedürden önce steril edilmelidir. İğne elektrotları kullanılmadan önce kullanıcı talimatları ve elektrotların yeniden kullanılabilir olması durumunda üreticinin sterilizasyon yönergeleri dikkatlice öğrenilmeli ve izlenmelidir.

Aynı durum stimülasyon problemleri kullanımında uygulanır. Yalnızca Dr. Langer Medical GmbH tek veya çoklu kullanım stimülasyon problemleri kullanılabilir. Çok kullanımlı stimülasyon problemleri yeniden kullanılacağı her operasyonel prosedürden önce tekrar sterilize edilmelidir. Tek ve çok kullanımlık stimülasyon problemleri kullanılmadan önce kullanıcı talimatları ve üretici sterilizasyon yönergeleri öğrenilmeli ve izlenmelidir.

**UYARI:** Tek kullanımlık stimülasyon problemleri radyasyon sterilizasyonundan geçmiş ve tek kullanım için üretilmiştir. Ürün birden fazla kullanıldığında hasta için enfeksiyon riski oluşturmasının yanı sıra hazırlık sırasında ürünün hasar görme riski de vardır. Tekrar eden hazırlığa izin verilmez..

## 3 İşlevsel ilkeler ve işletim

### 3.1 Yazılım mimarisi


AVALANCHE® SI yazılımlı monitörler Microsoft® Windows® 7 yerleşik işletim sistemine bağlıdır ve tam olarak yapılandırılmıştır. Kullanıcı cihazda oturum açmak ya da kapatmadan önce sistemi kapatmak zorunda değildir. İşletimin hazır hale gelmesi yapılandırmaya bağlı olarak 90 saniyeyi bulabilir.

Sistem bir dokunmatik ekran ile çalışır. AVALANCHE® SI uygulaması yazılımında diğer tüm Windows® işlevleri kullanıcı tarafından gizlenmiştir ve kullanılamaz.

### 3.2 Sistemin başlatılması – işletimin hazır hale gelmesi

Nöromonitöre geçiş yapmadan önce AVALANCHE® SI Thyroid VNS'nin arkasında bulunan "Bağlantı kutusu konnektörü" işaretli bağlantıyı kullanarak AVALANCHE® SI Bağlantı kutusunu bağlayın. Cihazın arkasında bulunan güç kaynağını açın. Yalnızca, üretici tarafından sağlanan koruyucu topraklama kablosu bulunan güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Cihazdan AVALANCHE® SI Bağlantı kutusunu çıkarın. Şekil 1: AVALANCHE® SI Thyroid VNS fiş bağlantıları

Bir sonraki kullanımdan önce, bütünlük açısından cihazın ve Bağlantı kutusunun arkasında bulunan fiş bağlantısını kontrol edin (Şekil 1).



Şekil 1 AVALANCHE® SI Thyroid VNS fiş bağlantıları

#### **UYARI:**

**Bölüm 9.4 başta olmak üzere, bölüm 9 "Güvenlik Yönergeleri" makalesinde yer alan notlara lütfen özellikle dikkat edin.**

#### **DİKKAT**

**Bölgesel şartlar dikkate alınmalıdır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS koruyucu**

topraklama iletkeni kurulu bir çıkışa onaylanmış koruyucu topraklama iletkeni olan bir güç kablosu ile bağlanmalıdır.

Ana sinyal penceresi görüntülediğinde sistem işleme hazırdır (bkz. Şekil 2).

### 3.3 Hasta yatış penceresi

Hasta yatış verileri operasyon sırasında istenilen zamanda düzenlenebilir. Acil durumlarda hasta verilerinin tamamlanmasına gerek yoktur. Böyle bir durumda

<İptal>  düğmesi ile pencereden çıkılabilir. İstediğiniz zaman EMG penceresinin solunda bulunan sekmeyi kullanarak

<Hasta>  düğmesine erişebilir ve düzenlemeye devam edebilirsiniz.



Şekil 2 Hasta yatış penceresi

Göstergelerin altındaki düğmeler alfanümerik metin girişi için bir sanal klavye penceresi açar. Cinsiyeti değiştirme işlemi metin girmeden yalnızca <Cinsiyet> düğmesi kullanılarak yapılır.

Şekil 3: Sanal klavye penceresi

Klavye penceresi metin alanı adını ve geçerli metni göstermektedir (bkz Şekil 3). Harf ve sayılar tek tek <Geri> düğmesiyle silinebilirken girişin tamamı <Hepsini sil> düğmesiyle silinebilir. Baş harfleri düzenlemek için önce <Shift> düğmesine basın.



Şekil 3 Sanal klavye penceresi

<Tamam> düğmesini kullanarak ilk kez hasta yatış ekranından çıkıldığında, daha sonra hasta yatış penceresini açtığınızda <Taburcu et> düğmesi aktifleşecektir (solgun görünmeyecek).

### **DİKKAT**

Bir hasta vakasını veya operasyonu sonlandırıp diğer hastaya geçiş yapmak için <Taburcu et> düğmesine basılmalıdır. Son hastayı taburcu etmeden hasta yatış verilerini değiştirmek, sistemin hasta verilerinin üzerine yazmasına sebep olacaktır.

Son işletim prosedüründen çıktıktan sonra ve AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü kapatmadan önce EMG penceresinin tekrar görüntülenmesi için <Tamam> düğmesine tekrar basılmalıdır (Şekil 4).

### 3.4 EMG penceresi (ana sinyal penceresi)

Şekil 4: EMG penceresi Nöromonitörü başlattıktan ve hasta editörünü kapattıktan sonra, EMG penceresini / ana pencereyi göreceksiniz (Şekil 4).

EMG penceresi seçilen kanalları görüntülemek ve yapılandırmak, verileri kaydetmek, ses arayüzünü kullanmak ve yerleşik doğrudan sinir stimülatörünü çalıştırmak için kullanılır.



Şekil 4 EMG penceresi

EMG sinyal görüntüleme penceresi iki parçaya bölünmüştür. Sol tarafta EMG sinyali sürekli olarak görüntülenir. Sağ tarafta, tetiklenen stimülasyon sinyalleri görüntülenir. Doku uyarma probuna temas ettiğinde stimülasyon otomatik olarak algılanacaktır. Stimülasyon sırasında sinyal bölümü ekranın sağ tarafında görüntülenecektir.

EMG penceresinin üst kısmında tiroid operasyonu sırasında en çok önem taşıyan olayları gösteren altı pencere bulunur.



Şekil 5 Tiroid operasyonu sırasında olay pencerelerindeki en çok önem taşıyan olaylar


By pressing the right tab button  in the EMG window, you can press the  button and toggle between the left and right sides without deleting the results displayed on the hidden side.

EMG penceresinde sağ sekme  düğmesine basarak  düğmesini seçebilir ve sol ve sağ taraflar arasında gizlenen bölümde görüntülenen sonuçları silmeden geçiş yapabilirsiniz.



Şekil 6 Sağ taraf için olay pencereleri

Referans hattı ayarlanmış ise (bkz bölüm 3.14), <Yön Değiştir> tuşuna basıldığında referans hattının silinip silinmeyeceği sorulacaktır (Şekil 7). Görüntülenen alan değişikliklerinden önce bu soruyu cevaplamalısınız.




Şekil 7 Yön değişikliği uyarısı

Pencerenin sol alt köşesinde bulunan yuvarlak LED'ler bağlı hasta kablusunun yanı sıra Bağlantı kutusu ve stimülasyon durumunu gösterir.





### Seviyelendirme düğmeleri



Yeşil oklar Y eksenini seviyelendirir  
( $\mu V$  olarak sinyal gücü)

### Stimülasyon parametresi



EI probu için stimülasyon akım yoğunluğunu ayarlama düğmesi



Vagus elektrotu için stimülasyon akım yoğunluğu ayarlama düğmesi (Vagus stimülasyonu etkinleştildiğinde mavi düğmelerin yerine bu düğmeler görüntülenecektir, bkz bölüm 3.13)

#### 3.4.1 Stimülasyon parametrelerini ayarlama

Her stimülasyon modu için özel stimülasyon akım yoğunluğu ayarlanabilir. Sistem otomatik olarak hangi stimülasyon tipinin etkinleştirildiğini algılar düğmelerin rengini buna göre değiştirir (mavi-yeşil) ve akım yoğunluğu ayarını kullanır. EMG penceresinin sağ alt tarafında stimülasyon akımı ayarlama düğmelerini bulabilirsiniz.



#### EI probu için stimülasyon akımı

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| çift ok tuşları:  | Ondalık sayıdan önceki değeri değiştirir  |
| Ok tuşları:       | Ondalık sayıdan sonraki değeri değiştirir |
| ayarlama aralığı: | 0.1 – 5.0 mA                              |
| min. artış:       | 0.1 mA                                    |



#### EI probu için stimülasyon akımı (yalnızca etkin vagus stimülasyonu sırasında bkz bölüm 3.13)

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| çift ok tuşları:  | Ondalık sayıdan önceki değeri değiştirir  |
| Ok tuşları:       | Ondalık sayıdan sonraki değeri değiştirir |
| ayarlama aralığı: | 0.1 – 5.0 mA                              |
| min. artış:       | 0.1 mA                                    |

Parametre sıklığı gibi diğer tüm stimülasyon parametreleri otomatik olarak en iyi değerlere ayarlanır. Bunlar kullanıcı tarafından değiştirilemez:

| Stimülasyon parametres                | Değer               |
|---------------------------------------|---------------------|
| Stimülasyon modu                      | ani akım            |
| Stimülasyon akım (el probu)           | 4 Hz                |
| Stimülasyon sıklığı (vagus elektrotu) | 3 Hz                |
| Atım genişliği                        | 200 µs              |
| Atım şekli                            | kare dalga, negatif |

### 3.4.2 Menü düğmeleri




Şekil 8 Sekme ekranı

#### Sol sekme menüsü

|              |                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasta        | Hasta yatış penceresini açar (bkz bölüm 3.3)                                                                                                                      |
| Veri         | Gözlemleme ve analiz için kaydedilen verileri seçmeye yarayan pencereyi açar (bkz bölüm 3.7)                                                                      |
| Yazdır Rapor | MS WORD zemin renginde bir rapor yazdır. Bu seçenek yüklenmemişse düğme etkin değildir (bkz bölüm 3.8.2).                                                         |
| Sistem       | Temel cihaz işlevleri denetlenebilir veya yapılandırılabilir, örn. saat (bkz. bölüm 3.9)                                                                          |
| İptal        | Programı sonlandırır ve program seçim penceresini görüntüler. Kapatılan oturuma devam etmek mümkün değildir. Olaylar veri tabanı aracılığıyla geri getirilebilir. |

(opsiyonel sekme)

## Sağ sekme menüsü

|                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sol ve sağ taraf olayları arasında geçiş yapar (bkz bölüm 3.4)                                                                   |
|  | Akustik sesin yüksekliğini ayarlar. (bkz bölüm 3.6)                                                                              |
|  | Akustik ölçüm nesnesi rejeksiyonu için manüel olarak değer ayarlamayı etkinleştirir (bkz bölüm 3.5). (etkin = sarı düğme solgun) |
|  | Devamlı vagus stimülasyonunu etkinleştirir (sarı ışıklandırma = etkin) (bkz bölüm 3.13)                                          |
|  | Elde edilen tüm ek sinyalleri karşılaştırmak için bir vagus ana hattı tanımlar. (bkz bölüm 3.14)                                 |
|  | Vagu stimülasyonu için sesli bir uyarıyı devreye sokar. (bkz bölüm 3.14)                                                         |

### 3.4.3 Stimülasyon

Doku ile stimülasyon probunun ucu temas ettiği anda akustik bir ses duyulur. Sistem stimülasyon moduna geçer. EMG penceresinin sol alt köşesindeki “Stimülasyon aktif” göstergesi maviye dönüşür. Stimülasyon sırasında akustik olarak stimülasyon atış sinyali ve kas bileşen sinyali duyulur.

### DİKKAT

Kas bileşen sinyali gibi yapay stimülasyon sesi de akustik olarak duyulacağı için kas bileşen sinyali olmadan stimülasyonları ve kas bileşen sinyaline sebep olanları ayırt etmek için dalga formu ekranına bakılması gerekmektedir.

Bu tavsiyeyi göz ardı etmek yapay stimülasyonun yanıltıcı bir şekilde kas bileşen sinyali olarak algılanması riskine sebep olabilir (aşağıdaki şekilleri inceleyiniz).



Şekil 9 Ses kası kas bileşen sinyali



Şekil 10 Stimülasyon artefaktı, kas bileşen sinyali yok

### **DİKKAT**

**İlgili sinir üzerinde net bir eylem potansiyeli oluşturmadan önce “Sinyal olmayan yerde, sinir yoktur” süreci üzerine asla hareket etmeyin. Kontrol amacıyla zaman zaman eylem potansiyelinin aynı sinir üzerinde oluşturulmaya devam edildiğinden emin olun.**

**Kas eylem potansiyelinin görülmemesi stimülasyonun aşağıdaki sebeplere sahip olmasından dolayı olabilir:**

Ölçüm zincirinde hata, örn. tüp elektrotta zayıf temas veya iğne elektrotun ses telleri kasına hatalı uygulanması gibi.

Arızalı stimülasyon elektrotu, stimülasyon sırasında bile (kablolama hatası) ekranın sol alt kenarında geçerli stimülasyonu (“Stimülasyon aktif”) gösteren LED’in kapalı olması durumunda veya stimülasyon uygulanmadığında bile devamlı olarak açık kalması (kısa devre). Böyle bir durumda hatanın nedeni belirlenmeli ve AVALANCHE® SI Thyroid VNS sistemini kullanmaya devam etmeden önce düzeltilmelidir.

Kan damlaması sebebiyle yeterli derecede iyi sinir temasına ulaşılamaması. Prob ucu ve sinir arasında fazla mesafe olması veya doku katmanlarının akımın iletilmesini engellemesi.

Sinir hasar görmüş veya kesilmiş.


## **3.5 Akustik artefakt rejeksiyonun ayarlanması**

Stimülasyon artefaktlarının derecesi genel olarak bir çok etkene dayanmaktadır (örn stimülasyon yeri, stimülasyon yerinin ıslaklığı, kullanılan stimülasyon probu vb.) (Şekil 9).



Şekil 11 Stimülasyon artefaktı


AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörleri ile, 1,5 ms süreli bir akustik artefakt rejeksiyonu ayarlanmıştır. Artefact rejeksiyonu EMG penceresinde kesik çizgi ile gösterilmektedir (Şekil 10). Bu çizginin solunda kalan sinyal etkinlikleri duyulamaz. Sağındaki sinyal etkinlikleri akustik olarak seslendirilecektir.



Şekil 12 Kesik çizgili akustik artefakt rejeksiyonu göstergesi burada standart 1,5 ms'lik değeri ile gösterilmiştir

Stimülasyon artefaktı 1,5 ms'den uzun sürerse rahatsız edici artefakt gürültüsünü önlemek için akustik artefakt rejeksiyonun süre değeri ("uzun artefakt aralığı") manüel olarak ayarlanabilir.

Bu işlemi yapmak için sekme düğmesine  ve ardından  düğmesine basın. Akustik artefakt aralığının ("uzun artefakt aralığı") uzatılan süresine 1,5 ile 4 ms arasında bir değer girmek için sayısal tuş takımını kullanın.




Şekil 13 Akustik artefakt rejeksiyonu için değer ayarlama

<Tamam> düğmesini kullanarak sayısal tuş takımını ve Ayar penceresini kapatın. Uzatılan akustik artefakt rejeksiyonu etkinleştirildi. Artefakt rejeksiyonunu gösteren kesik çizgi duruma göre ayarlanacaktır.

**UYARI**Uzatılan akustik artefakt rejeksiyonu değeri (“uzun artefakt aralığı”) azami dikkatle seçilmelidir. Akustik artefakt rejeksiyonunda hiçbir sinyal aktivitesi (kas eylem potansiyelleri de) akustik olarak seslendirilmeyecektir. Hatalı olumsuz sinyal algılanmasını önlemek için görüntülenen sinyallerin görsel olarak denetlenmesi şiddetle önerilir.

### 3.6 EMG kanalının akustik izlenmesi için EMG ses yapılandırması

EMG penceresinde sağ sekme düğmesine  basarak sesi ayarlamak için  düğmesini seçebilirsiniz.




SOL: Sesi Azalt  
SAĞ: Sesi Arttır

Şekil 14 Ses yapılandırması: Sesi değiştirmek için döner topuzu çevirin

**UYARI** Ses akım doğrulama sinyaline bağlı olarak değişecektir. Sistem stimülasyon sırasında akım doğrulama sinyalini tespit edemediğinde ses devreye girmeyecektir. Akım doğrulama sinyali işleyen stimülasyon probu dokuya temas ettiğinde oluşturulacaktır. Akım doğrulama sinyali akustik olarak (çalan ses) ve ekranın sol alt tarafında görsel olarak (açık mavi veya açık yeşil “stimülasyon aktif” LED’i) algılanabilir.

### 3.7 Veri penceresi

EMG penceresinin sol sekmesindeki <Veri>  düğmesine basıldığında kaydedilen verileri görüntülemek için Çevrimdışı Modu açılacaktır.



Şekil 15 Veri Seçimi

#### **UYARI**

Tüm akım sinyali yakalama prosedürleri çevrimdışı modunda sıralı olarak durdurulacaktır.

**Devam Eden Vaka** Geçerli operasyon için verileri yükler

**Veri Tabanı** Tüm kaydedilen durum verilerini seçer


**PDF Raporları** Bir USB depolama cihazına veya FTP sunucusuna aktarmak için kaydedilmiş PDF raporlarını etkinleştirir  
(bkz bölüm 3.7.3)

### 3.7.1 Devam Eden Vaka/Çevrimdışı veri penceresi

<Devam Eden Vaka>




düğmesine basıldığında kullanıcının kaydedilen verilere gitmesini sağlayan çevrimdışı veri penceresi açılacaktır.



Şekil 16 Kayıtlı dalga formu gösteren çevrimdışı veri penceresi

Çevrimdışı veri penceresinde ilgili sinyal bölümleri ve olayları seçilebilir ve belgelenebilir.



düğmeleri X veya Y eksenini seviyelendirmesini değiştirmek için kullanılır.

Kas bileşeni sinyalinin latens ve genliğini göstermek için  simgesi bulunan düğme sarı olmalıdır. Devre dışı olduğunda simge yeşil görünecektir. Bu işlev etkinleştildiğinde sinyaller de filtrelendirilir, örn. 'düzgün' ve parazitsiz görünürler.


### **DİKKAT**

**Çevrimdışı veri penceresinin alt tarafında, zaman ölçekli bir gezinti çubuğu bulunabilir. Kaydedilen veri türünü renk kodu ile gösterir.**

Çevrimdışı veri penceresinin alt tarafında, zaman ölçekli bir gezinti çubuğu bulunabilir. Kaydedilen veri türünü renk kodu ile gösterir.




### Çevrimdışı veri penceresinin açıklaması


|                                                                                   |                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Emg kont.      | Süren EMG faaliyetleri                                               |
|  | Emg stim.      | El probu ile uygulanan stimülasyonlar                                |
|  | Emg stim. ext. | Vagus probu ile uygulanan stimülasyonlar                             |
|  | Event          | Vagus probu ile uygulanan olaylar olarak işaretlenmiş stimülasyonlar |

Görüntülenmek üzere geçmişe yönelik bir hasta vakası seçilmişse X eksenini veri kaydının başlangıcından şimdiye kadar olan veya operasyon sonuna kadar olan zamanı gösterecektir. Gezinti çubuğundaki kırmızı dikey çizgi ilgili sinyal alanının oryantasyonu ve seçilmesi için kullanılır.

Gezinti işaretçisi (geçerli konum)



Şekil 17 Gezinti çubuğu

|                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | İşaretçi kaydedilen verinin başlangıcına atlar                                                  |
|  | İşaretçi kaydedilen verinin sonuna atlar                                                        |
|  | Zaman ekseninin seviyesini artırır                                                              |
|  | Zaman ekseninin seviyesini azaltır                                                              |
|  | İmleci sola kaydırır                                                                            |
|  | İmleci sağa kaydırır                                                                            |
|  | İşaretçi bir önceki olayın başlangıcına atlar, kırmızı çizgi asıl olay konumunu gösterir        |
|  | İşaretçi bir sonraki olayın başlangıcına atlar, kırmızı çizgi asıl olay konumunu gösterir       |
|  | İşaretçi bir önceki taramaya atlar, stimülasyon sekansında stimülüs numarası görüntülenecektir  |
|  | İşaretçi bir sonraki taramaya atlar, stimülasyon sekansında stimülüs numarası görüntülenecektir |

## **UYARI**

**İşaretçi gezinti çubuğundaki bir olayda veya kaydedilen veride konumlandırılmazsa dalga formu grafiğinde hiçbir dalga formu verisi görüntülenmeyecektir.**

Stimüle edilen EMG olayını seçme özelliği (gezinti çubuğundaki sarı çizgi):


Gezinti çubuğu stimüle edilen EMG olayında konumlandırılmışsa, <Basamak sol> veya <Basamak sağ> düğmelerine basmak sistemin stimülasyona eş zamanlı olarak veri ve olayları göstermesini sağlayacaktır.

**UYARI<Basamak sol> veya <Basamak sağ> düğmelerine basıldığında 30 ms taramalar görüntülenecektir. <Önceki olay> veya <Sonraki olay> düğmelerine basıldığında, stimülasyon yanıt sinyalleri 200 ms'lik zaman aralığında görüntülenecektir. Bu ekran, önemli kas bileşeni sinyallerini bulmak için genel bakış amacıyla kullanılabilir.**

## **Olay ek açıklaması:**

Her kaydedilen olaya daha sonra tanımlanmasını ve bulunmasını kolaylaştırmak için not

eklenebilir. Çevrimdışı penceresinde  düğmesine basın. Önceden tanımlanmış olay adlarını seçmek veya isteğe bağlı bir isim girmek için aşağıdaki pencere açılacaktır. İstenilen açıklamanın satır ve sütununa dokunulduğunda pencerenin üst tarafındaki satırın aynısı görüntülenecektir.



Şekil 18 Yazdırma veya olay işlevlerine yönelik bir açıklamanın tanımlanacağı pencere

- Tamam** Açıklamayı kabul ederek pencereyi kapatmak için
- İptal Etme** Açıklamayı reddederek pencereyi kapatmak için
- Klavye** Sanal klavyeyi kullanarak bir açıklamayı manüel şekilde düzenlemek için

## DİKKAT


Açıklamalar dosyasına ek açıklamalar eklenebilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticiye danışın.

Seçilen olay adı üst alanda görüntülenecektir. Olay adları otomatik olarak kaydedilir.

## Dalga formlarını yazdırmak:

Sinyalleri hasta bilgileriyle birlikte yazdırmak için isteğe bağlı harici A4 yazıcısı mevcuttur. Sinyalleri hasta bilgileri ile yazdırmak için <Belg> düğmesine basın. Yazdırma işlemi uygun yazıcıda otomatik olarak başlayacaktır.

Çoklu yazdırma seçenekleri varsa (harici A4 yazıcısı\*, Rapor işlevi\*), mevcut seçenekler arasından seçebilirsiniz.



Şekil 19 Belge seçim penceresi

**A4 1 sayfa yazdırma:** Standart beyaz kağıtta 4 formatında hasta bilgileriyle geçerli sinyal penceresinin Gri tonlamalı yazdırılması

**A4 Raporu** MS WORD tabanlı son rapor seçim düğmeleri

**Olayı**


**Kaydet** MS WORD3 tabanlı bir olayın son raporunun açıklaması

**Raporu Yazdır** Operasyon sonunda MS WORD tabanlı3 bir rapor yazdırın

\*A4 yazdırma seçeneği yüklenmemişse bu özellik kullanılamaz.


### 3.7.1.1 Tam Bilgi veri tabanı özellikleri

Tam Bilgi veritabanı özelliği, 60 saniyelik bir süre içinde tüm stimülasyon yanıtlarına düzenli açık bir genel bakış olanağı sağlayan ek bir araç olarak eklenebilir. Bu işlev özellikle, reküran larinjiyal sinirinin devamlı olarak izlenmesi sırasında sinyal analizi ve sinyal değişikliklerini bulma için faydalı olabilir.



Şekil 20 "Full Disclosure" (Tam Bilgi) düğmesi bulunan çevrimdışı veri tabanı penceresi

"Tam Bilgi" işlevi bir hastanın verileri yüklendikten sonra çevrimdışı veritabanı penceresindeki <Tam Bilgi> düğmesine basılarak açılabilir (Şekil 20).



Şekil 21 Tam Bilgi penceresi


### "Tam Bilgi" işlevlerinin tanımı




Görüntülenen olay <Sonraki olay> ve <Önceki olay> düğmelerine basarak değiştirilebilir.



Mevcut seçeneklerle belgelemek ve yazdırmak için <Docu> düğmesine basın.



Ardıl stimülasyon yanıtlarının görüntüsü (maks 60 s) Sinyal genliğinin değişimleri derhal tespit edilebilir. Bir sinyale dokunulduğunda bitişiğindeki sinyaller görüntülenecek ve ayrı bir pencerede analiz edilecektir. ("dokunarak yakınlaştıır" özelliği).



Stimülasyon bölümlerini tek tek kronolojik sırada görüntüler. Zamana dokunarak o zamana ait bölüm görüntülenebilir.

  El probu ile stimülasyon

  Vagus probu ile stimülasyon

Bölüm seçilir ve gri ile işaretlenmiş olarak görüntülenir.

### 3.7.1.2 “Dokunarak Yakınlaştır” özelliği

Bir sinyale dokunulduğunda bitişiğindeki sinyaller görüntülenecek ve ayrı bir pencerede büyütülecektir. Ayrıca, sinyaller genlik ve latens açısından otomatik olarak analiz edilecektir.



Şekil 22 "Dokunarak yakınlaştır" işlevi

<Docu> düğmesine basıldığında sinyaller mevcut seçenekler ile yazdırılabilir. <Çıkış> düğmesine basıldığında pencere tekrar kapatılabilecektir.

### 3.7.2 Veri Tabanı



düğmesine basıldıktan sonra, kaydedilen vakaların bir listesi görüntülenecektir. “Vaka sayıları” göstergesi cihazda kaydedilen vakaların sayısını gösterir.



Şekil 23 Veri seçim penceresi / veri tabanı

Bu pencere ayrıca kullanıcının kaydedilen operasyon verilerini seçmesine veya bireysel kayıtları silmesine olanak tanır.





|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Sırala b. Tarih          | Kaydedilen girişleri hasta adına göre sıralar |
| Gerçekleştiren Operasyon | Geçerli vaka verilerini seçer                 |
| Sil                      | Seçili hasta kaydını siler                    |
| Sayfa Yukarı             | Önceki sayfaya git                            |
| Sayfa Aşağı              | Sonraki sayfaya git                           |
| İlk Sayfa                | İlk sayfaya git                               |
| Son Sayfa                | Son sayfaya git                               |
| Yukarı                   | Önceki kayıda git                             |
| Aşağı                    | Sonraki kayıda git                            |
| Tahliye et               | Bir FTP sunucusuna veri aktar (isteğe bağlı)  |

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Seçili girişin kayıtlı verilerini göster                            |
|  | Çevrimdışı veri modundan çıkıp gerçek zamanlı sinyal kaydını başlat |

Çevrimdışı veri penceresinde vagus elektrotundan gelen stimülasyon yanıtları, el probu kullanılan stimülasyonlardan farklı renkte gösterilecektir.




Şekil 24 Çevrimdışı veri penceresinin açıklaması

| Çevrimdışı veri penceresinin açıklaması                                             |                |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Emg kont.      | Süren EMG faaliyetleri                                               |
|    | Emg stim.      | El probu ile uygulanan stimülasyonlar                                |
|   | Emg stim. ext. | Vagus probu ile uygulanan stimülasyonlar                             |
|  | Event          | Vagus probu ile uygulanan olaylar olarak işaretlenmiş stimülasyonlar |

**UYARI:** Bölüm 3.7.1’de verilen açıklama ve tanımlar bu bölüm için de dikkate alınmalıdır.

### 3.7.3 PDF Rapor Özelliği

Sistem penceresinde <PDF Raporu> tuşu etkin ise () (bkz bölüm 3.9), <Rapor Yazdır> düğmesine basıldığında tüm vaka raporları cihazda PDF dosyaları olarak kaydedilir. Bir PDF raporu oluşturulduktan sonra, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:




Şekil 25 Bir PDF raporu oluşturma

**UYARI:** PDF rapor işlevi etkinleştirilmiş ise rapor isteğe bağlı yazıcıda yazdırılmaz.




PDF raporları ilerleyen zamanlarda ihtiyaç olabilmesi ihtimaline karşı bir USB depolama cihazına aktarılabilir.

Bu işlemi yapmak için lütfen <PDF Raporu> düğmesini takiben <Veri> düğmesine basın




Şekil 26 Veri penceresi seçimi

PDF Yöneticisinde, cihazda kayıtlı olan tüm PDF raporlarını listeleyen bir tablo görüntülenecektir. PDF dosyası, rapor oluşturma tarihi ve zamanını takiben girilen hasta kimliğine göre adlandırılacaktır.



Lütfen şimdi USB depolama birimini, cihazın arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

Tüm raporları USB belleğe kopyalamak için lütfen <USB Belleğe> düğmesine basın.



Şekil 27 PDF dosyalarının aktarma sonrası cihazdan silinip silinmeyeceğinin seçilmesi

### 3.8 Dalga formlarını yazdırmak:

Bir olayı istediğiniz hedef pencereye kaydetmek için parmağınızı kullanarak olayı sürükleyip hedef pencereye bırakın. Bir olayı yazdırmak için olayı yazıcı sembolünün üzerine kaydırıp bırakın. (Şekil 27)

#### **DİKKAT**

Sağ dalga formu grafiğindeki son veya önceki stimülasyonlarda stimülasyon tarafından tetiklenen dalga formlarının yanlış ayrıştırılmasını önlemek için son stimülasyon boyunca tetiklenen dalga formu görüntüsünün güncellendiğinden emin olmak oldukça önemlidir. Stimülasyon problemlerinin düzgün şekilde kullanıldığından ve akım doğrulama sinyallerinin görüntülendiğinden emin olun (akustik ses + sarı ışıklı gösterge işaretli "Stimilasyon etkin:" ekranın sol alt köşesinde).

Üst penceredeki olaylar da "Sürükle Bırak" yöntemiyle taşınabilir. İlgili olay penceresine dokunduktan sonra yapılabilecek olan yöntemlere ilişkin bir not belirecektir. Bunun yanı sıra diğer pencereye taşıma, yazıcı sembolüne taşıyarak yazdırma veya geri dönüşüm kutusu sembolüne taşıyarak silme gibi özellikler de mevcuttur.

#### **3.8.1 Sinyalleri ayrı ayrı yazdırma**

Sinyalleri hasta bilgileriyle birlikte ayrı ayrı yazdırmak için isteğe bağlı harici A4 yazıcısı mevcuttur.İlgili olay penceresindeki sinyale dokunun ve yeşil yazıcı sembolüne sürükleyin. Yazdırma işlemi uygun yazıcıda otomatik olarak başlayacaktır.



Şekil 28 Stimülasyon olaylarının sürüklenmesi veya yazdırılması

### 3.8.2 Rapor yazdırma (isteğe bağlı)


Operasyonun sonunda olay pencerelerindeki tüm sinyalleri içeren renkli bir rapor (1-2 sayfa) yazdırılabilir. Operasyon sırasında olaydaki sinyalleri belgelemek için sinyalleri ana pencereden ilgili olaya pencerelerine taşırken "sürükle-bırak" özelliğini kullanın (Şekil 28).



Şekil 29 Rapor için sinyal belgeleme

Rapor operasyon sonunda yazdırılabilir. Ekranın sol tarafındaki  sekme tuşuna basıldığında ayrı menu tuşları görüntülenir. Lütfen EMG penceresindeki  düğmesine basın. Eğer bu seçenek cihazınızda yüklü değilse bu düğme devre dışı (solgun) görünür.

Yazdırılacak operasyon sayfalarını <aşağı> / <yukarı> tuşlarını kullanarak seçebilir ve <Tamam> tuşuyla yazdırma işini onaylayabilirsiniz (Şekil 29).



Şekil 30 Yazdırılacak operasyon sayfasını seçin

## **DİKKAT**

Yazdırma işi başlatılmadan önce harici A4 yazıcısı açık ve yazdırma için hazır olmalıdır. Yalnızca olay penceresinde mevcut olan sinyaller raporda yazdırılacaktır. Harici yazıcının kurulumu yalnızca üreticinin hizmet personeli tarafından yapılabilir.

### 3.9 Sistem penceresi



Ekranın sol tarafındaki sekme tuşuna basıldığında ayrı menu tuşları görüntülenir.

Temel sistem ayarları sistem penceresinde yapılandırılabilir. Bu pencere, EMG penceresindeki



düğmesine basıldığında açılacaktır.



Şekil 31 Sistem penceresi

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDF Raporları   | PDF raporlarını USB depolama birimi veya FTP sunucusuna aktaracak özelliği etkinleştirmek için.<br>UYARI: <PDF Rapor> etkin olduğu sürece yazdırma özelliği devre dışı olacaktır (bkz bölüm 3.7.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Görüntü Biçimi  | Devam eden vagus stimülasyonunun aşamalarını görüntülemek için EMG penceresinde Biçim penceresini etkinleştirir. (bkz. bölüm Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HFMute Seviyesi | Sessizleştirme Sensörü sınır değerinin 0 ile 10 arasında manüel olarak ayarlanması (0 = maks. sınır değeri/önerilen; 10 = min. sınır değeri/önerilen).<br><b>UYARI:</b> HFMute Seviyesi bir kez ayarlanıp <Tamam> tuşu ile doğrulandıktan sonra ayarlanan sınır değeri diğer tüm uygulamalar için etkin kalacaktır.<br><b>UYARI:</b> <HFMute Seviyesi> ayarının yanlış yapılması operasyon sırasında sorunlara yol açabilir. <HFMute Seviyesi> ayarını değiştirmeden önce ilgili ayarlamanın gerçekten gerekli olup olmadığından emin olun. |

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dil (* opsiyonel sekme)</b> | Kullanıcı ara yüzü dil seçimi. Dil seçimi yapıldıktan sonra programı sonlandırmak için lütfen <Çıkış> tuşuna basın ve ardından yazılımı yeniden başlatın (bkz bölüm 3.4.2).      |
| <b>Pedal özelliği</b>          | Bağlı pedal işlevini yapılandırır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS yazılımı için pedal gerekli değildir.                                                                               |
| <b>Harici Komut</b>            | Hizmet fonksiyonlarını hatırlatır (yalnızca servis teknikerleri, cihaz yöneticileri veya medikal teknikerler için). Bu düğme zaman ayarı yapmaya olanak sağlar (bkz bölüm 3.11). |

### **UYARI**

**Pedal, cihazın arkasındaki “Pedal” olarak işaretlenen BNC bağlantı parçasına bağlanacaktır. Yalnızca üretici tarafından sağlanan pedalların bağlanmasına ve kullanılmasına izin verilmektedir.**

**Tamam** Pencereyi kapatır ve değişiklikleri kaydeder

**İptal Et** Değişiklikleri yok sayarak pencereyi kapatır  
FTP erişim verilerine

**PDF raporlarının veya tüm hasta veri dosyalarının hastane ağına aktarımı için FTP**

**Sunucu Ayarları**

(Yalnızca yetkili hizmet personeli için)

**Ana makine IP’si** Merkez FTP sunucusunun ana makine IP adresi için giriş kutusu

**Kullanıcı** FTP kullanıcısı için giriş kutusu

**Şifre** FTP kullanıcısı şifresi için giriş kutusu

**Test** FTP bağlantısını test etme fonksiyonu

**Veri Arayüzü** Tüm hasta veri dosyalarının aktarılması özelliği  
(sadece PDF raporları değil)

## **3.10 Operasyonun sonlandırılması ve sistemin kapatılması**



Her operasyonun sonunda, EMG penceresindeki <Hasta> düğmesine basıldığında açılan hasta yatış penceresinde bulunan <Taburcu Et> tuşuna basın. Geçici olarak kaydedilen hasta verileri veri tabanına aktarılacak ve hasta adı ile operasyon tarihi veritabanı tablosunda görüntülenecektir. Kullanıcının sonraki hastayı almasını sağlamak için hasta yatış penceresindeki metin kutuları silinecektir.

Gün sonunda sistem, son hastanın taburcu edilmesini takiben cihazın arkasındaki güç kapatma düğmesini veya ana anahtarı kullanarak kapatılabilir. Son hasta taburcu edilip EMG penceresinin görüntülenmesi için <Tamam> düğmesi ile doğrulanmamışsa, verileri kaydedilecek ve sistemin bir sonraki açılışında hasta maskesinde gösterilecektir.


### 3.11 Sistem zamanının ayarlanması



Ekranın sol tarafındaki sekme tuşuna basıldığında ayrı menu tuşları görüntülenir.




EMG penceresinde (ana sinyal penceresi) düğmesine basıldıktan sonra sistem yapılandırma penceresi açılacaktır.



Şekil 32 Sistem yapılandırma penceresi


<Harici Komut> düğmesine basarak, şifre girişi için yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki şifreyi girmek için lütfen sanal klavyeyi kullanın ve <Tamam> tuşuyla onaylayın.

**Şifre: adjustthetime**



Şekil 33 Şifre girişi

Kimlik doğrulamasının ardından sistem zaman ayarlaması penceresi açılacaktır:



Şekil 34 Zaman ayarlama penceresi

Ekranda geçerli sistem zamanı görüntülenir.

Zaman   düğmeleri kullanılarak değiştirilebilir. Ayarlamadan sonra, değişiklikler <Onayla ve Yeniden Başlat> düğmesi ile onaylanmalıdır. Bir uyarı ile otomatik olarak çalıştırılan sistem yeniden başlatma işlemi bildirilir (başka eylem gerekmez).



Şekil 35 Uyarı mesajı


Sistem yeniden başlatma işleminden sonra değiştirilen zaman ayarı doğrulanmalıdır. Sorun oluşması halinde Dr. Langer Medical GmbH müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.



### 3.12 Sinyal penceresi


Sinyal penceresi tüm kayıtlı eylem potansiyellerini dalga formları olarak görüntülemektedir. El probu ve vagus probundan gelen sinyaller arasındaki farkı göstermek için vagus stimülasyonu yanıtı ayrı görüntülenir.

İlk stimülasyondan önce sol panel (Elektrot sinyali) algılama elektrotundan devamlı ölçülen sinyali göstermektedir. Sağ panel (El probu) bu aşamada bir sinyal görüntüleyemez (Şekil 35).



Şekil 36 İlk uyarım önce pencere Sinyal

Sinir el probu ile uyarılmışsa, sağ panel uyarılan yanıt sinyallerini görüntüler (Şekil 36).



Şekil 37 El probu ile stimülasyon sırasında sinyal penceresi

Sinyaller latens ve genlikleri açısından otomatik olarak ölçülür ve sağ tarafta sinyal grafiğinin yanında uyarılan sinir verisi ile birlikte büyük şekilde görüntülenir (Şekil 37). Stimülasyon sonrasında en büyük sinyal pencerede görüntülenmeye devam edecektir.



Şekil 38 Genlik ve latens verisi

Ekranın sağ köşesindeki  sekme tuşuna basıldığında menu açılır. Devam eden stimülasyonu etkinleştirmek için <Vagus stimülasyonu> düğmesini seçin (bkz bölüm 3.13). Sinir vagus probu ile uyarılmışsa, sol panel (Vagus probu) vagus stimülasyonu tarafından uyarılan yanıt sinyallerini görüntüler (Şekil 38). Elektrot sinyal penceresi gizlenmiştir.




Şekil 39 Vagus stimülasyonu sırasında sinyal penceresi

| Stimülasyon modu | Yanıt sinyallerinin görüntüsü |
|------------------|-------------------------------|
| El probu         | Sinyal penceresi sağ paneli   |
| vagus probu      | Sinyal penceresi sol paneli   |

### 3.13 < Vagus stimölasyon> tuşu

Ekranın sağ köşesindeki  sekme tuşuna basıldığında menü açılır. Vagus stimölasyonunu etkinleştirebilecek prosedürü başlatmak için <Vagus stimölasyonu> tuşuna bir kez basılır.

| Vagus stimölasyon tuşu                                                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Vagus stimölasyon devre dışı |
|  | Vagus stimölasyon etkin      |

El probu dokuya temas ettiđi anda AVALANCHE® SI Thyroid VNS otomatik olarak bu probu devreye sokar. Dokudan çıkarılırsa sürekli stimölasyon devam eder.

Prosedür sonunda vagus stimölasyonu tekrar <Vagus stimölasyonu> düğmesine basılarak devre dışı bırakılmalıdır..


### 3.14 < Anahat> tuşu

Ekranın sağ köşesindeki  sekme tuşuna basıldığında menü açılır. <Anahat> tuşuna basıldığında vagus stimölasyonuna ilişkin sinyal değışiklikleri prosedür boyunca tespit edilebilir.



Şekil 40 Ana hattı etkinleştirme

Anahat bir kez tanımlandıktan sonra tüm ek yanıt sinyalleri otomatik olarak bununla kıyaslanır, görsel olarak görüntülenir ve sapma açısından analiz edilir (Şekil 41).



Şekil 41 Etkinleştirilen anahat ile vagus stimülasyonu

Anahat aşılrırsa/karşılanmazsa, bir alarm sesi çalınır (=Vagus Analiz sesi).

Figure 40 Karşılanmayan anahattı veya negatif sinyal değışikliğini gösterir. Bu değışim Vagus Analiz sesinden gelen derin bir ses ile akustik olarak belirtilir.

Anahat aşılrırsa veya sinyalde pozitif değışiklik görölürse, bu tiz bir ses ile belirtilir.

AVALANCHE® SI Thyroid VNS N. Vagusun pozitif/negatif değışikliği hakkında Vagus Analiz sesinin görsel ve akustik olarak geri bildirim vermesi seçeneğini sunar.

**UYARI:** Bu özellik ve tuşlar (Anahat ve Vagus Analiz sesi) yalnızca etkin vagus stimülasyonu sırasında kullanılabilir (=sarı düğme ışıklandırma).

Ses ayarını ve vagus analiz tonunun değerlerini sınırlarını etkinleştirmek için tuşuna basın (Şekil 43).



SOL: Azalt  
SAĞ : Arttır


Şekil 42 Ses ayarı / vagus analiz tonu uyarı sınırları penceresi

Ses kontrolü sağı sola çevrilerek uyarı tonunun sesi arttırılabilir veya azaltılabilir.

Kişisel vagus analiz tonu alarm sınırları her durum için seçilebilir. Ayarlanabilen parametreler latensleri arttırdığı gibi genliği de azaltabilir veya arttırabilir.

Ayarlama ilgili tuşlara basarak etkinleştirilecektir (tuş sarıya döner).

Bir işlev etkinleştirildiğinde, alarm sınırları  tuşu ile görüntülenen bir tuş takımı aracılığıyla girilebilir (Şekil 44).



Şekil 43 Alarm sınırlarını ayarlama için tuş takımı

| Vagus analiz tonu ayarlama için tuşlar                                              |  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Genlik azaldığında uyarı sinyali verilmeyecektir                                    |
|  |  | Genlik azaldığında bir uyarı sinyali verilecektir<br>Ayarlama aralığı: %-10 ila -80 |
|  |  | Genlik arttığında uyarı sinyali verilmeyecektir                                     |
|  |  | Genlik arttığında bir uyarı sinyali verilecektir<br>Ayarlama aralığı: %-10 ila -200 |
|  |  | Latens arttığında uyarı sinyali verilmeyecektir                                     |
|  |  | Latens arttığında bir uyarı sinyali verilecektir<br>Ayarlama aralığı: %-5 ila -30   |
|  |  | Ekran tuş takımını gösterir                                                         |

<Tamam> tuşuna basıldığında, ayarlar kaydedilecek ve pencere kapatılacaktır. <İptal> tuşuna basıldığında girişler reddedilecektir.

### 3.15 Stimülasyon araçlarına bağlanması

VANESSA bağlantı kutusu üzerinde el stimülasyon probu ve vagus elektrotunun bağlanması için iki stimülasyon çıkışı (yeşil bağlantı noktaları) vardır.



Şekil 44 VANESSA Bağlantı kutusu bağlantıları (Madde No.: 21-0016)

- El stimülasyon probunu VANESSA bağlantı kutusundaki “El probu” yazan sokete bağlayın.
- Vagus elektrotunu VANESSA bağlantı kutusundaki “Vagus probu” yazan sokete bağlayın.

## 4 VANESSA bağlantı kutusunun bağlanması



Şekil 45 VANESSA Bağlantı Kutusu (Ref. 21-0024). Ön görünüş

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kanal 1...2:</b>                 | EMG Girişi, Kanal 1...2:             |
| <b>El probu ile stimülasyon:</b>    | Stimülasyon çıkışı, 0,1 mA... 5,0 mA |
| <b>Vagus probu ile stimülasyon:</b> | Stimülasyon çıkışı, 0,1 mA... 5,0 mA |
| <b>EMG Giriş artışı:</b>            | 500                                  |
| <b>Stimülasyon atış genişliği:</b>  | 200 µs                               |

## 5 Cihazın arkasındaki operasyonel giriş ve çıkışlar



Şekil 46 Cihazın arka tarafı

### Güç modülü

Güç anahtarı ® SI Thyroid VNS'yi başlatır. Güç kablosu bağlantısı

**UYARI:** Yalnızca üretici tarafından sağlanan ve koruyucu topraklama kablosu olan onaylanmış güç kablosu kullanılabilir. Operasyon alandaki güç desteğinin yeterli ve verimli bir koruyucu topraklama kablosu sağladığından emin olun..

O = Güç kapalı  
I = Güç açık

**Dikkat: Bölgesel şartlar dikkate alınmalıdır.**

### Pedal

İsteğe bağlı bir harici pedal bağlamak için. Pedal IPX8 koruma sınıfı yönergeleri gereksinimlerini karşılamalıdır. Üreticiden onaylanmış bir pedal sağlamasını isteyin.

### SEP Tetikleyici IN

Dr. Langer Medical GmbH (TWISTER®) tarafından önerilen harici sinir stimülatörlerine bağlanacak olan TTL tetikleyici girişi.

### AUX Tetikleyici IN

D185 – Mk.IIa from Digitimer Ltd. yüksek voltaj stimülatörüne bağlanacak olan TTL tetikleyici girişi.



### **HF-Mute Sensörü**

Yüksek frekanslı elektro cerrahi cihazının sürekli işletiminden kaynaklanan rahatsızlığı önlemek için isteğe bağlı bir sessizlik sensörü bağlamak için (bkz bölüm 6). Üreticiden onaylanmış bir sessizlik sensörü sağlamasını isteyin.

### **Bağlantı Kutusu Konektörü**

Bağlantı kutusunun bağlantısı için

**Çalışma esnasında fişi takmayın: Bağlantı kutusu cihaz açılmadan önce bağlanmalıdır.**

### **Ağ**

Bir ağa veya ağ yazıcısına bağlanmak için.

### **Serviceport / Twister**

Servis veya Dr. Langer Medical GmbH ürünü TWISTER® sinir stimülatörü için bağlantı.



Üretici tarafından onaylanmış bir USB cihazına (örn yazıcı veya depolama birimi) bağlanmak için

## **6 HF Sessizleştirici Sensör**



Şekil 47 HF Sessizleştirici Sensör

Dr. Langer Medical GmbH tarafından geliştirilen HF Sessizleştirici Sensör, EMG sinyallerinin sürekli izlenmesi sırasında HF cihazları tarafından oluşturulabilecek arka plan seslerini gidermek için kullanılır. Koagülasyon sırasında, basınç, gerilim veya sıcaklık değişiklikleri gibi sinire verilen en hafif rahatsızlık EMG sinyallerinin sürekli izlenmesi aracılığıyla AVALANCHE® SI Thyroid VNS tarafından akustik olarak belirtilir. Ancak koagülasyondan kaynaklanan arka plan sesleri cerrahı ilgilendirmez bu yüzden AVALANCHE® SI Thyroid VNS ile bir Sessizleştirici Sensör kullanılması gerekir. Sessizleştirici Sensör, yüksek frekanslı cerrahi cihazlar kullanıldığında, sinyallerden kaynaklanan rahatsız edici sesi algılar ve baskılar. Koagülasyon halinde, sensör otomatik olarak akustik alarmı kapatır ve koagülasyon sonlandığında yeniden açar.

Sessizleştirici Sensör sürekli EMG sinyali izlemesi gerektiren tüm prosedürlerde kullanılmalıdır.

Sessizleştirici Sensörü, AVALANCHE® SI Thyroid VNS cihazının arkasındaki “HF Mute Sensor” yazılı bağlantı noktasına bağlayın (ayrıca bkz bölüm 5).



Şekil 48 Mute Sensor connection

Yüksek frekanslı cihazlara yönelik tüm tek kutuplu ve çift kutuplu araç kablolarını Sessizleştirici Sensöre kenetleyin. Yüksek frekans tabanlı intraoperatif vasküler oklüzyona yönelik cihazların (örn. LigaSure™) kabloları da Sessizleştirici Sensöre takılmalıdır.



Şekil 49 Yüksek frekans kablolarla birleştirilmiş Sessizleştirici Sensör

**UYARI** Nötr elektrot kablosu Sessizleştirici Sensöre takılmayacaktır.

## 7 Ek cihazlarla birleştirme

Yalnızca bölüm 5’te belirtilen cihazlar the AVALANCHE® SI Thyroid VNS ile birleştirilebilir. Aşağıda listelenmeyen cihazlarla bağlantı yapılması için test aşaması ve üreticinin onayı gereklidir.

## 8 Temel güvenlik talimatları

### 8.1 Kullanıcı kılavuzundaki tüm talimatları izleyin

Güvenlik talimatları başta olmak üzere bu kullanıcı kılavuzu AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü ile çalışan tüm kullanıcılar tarafından uygulanmalıdır.

Bunun yanı sıra herhangi bir zararı önlemek için yerel olarak uygulanabilen tüm güvenlik talimatları ve gereksinimleri de uygulanmalıdır.

## 8.2 Operatörün yükümlülüğü

Operatör, yalnızca şu özellikleri taşıyan ekibin AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü ile çalışmasına izin verebilir:

- AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörün işlevselliğine ve kullanımına aşina olan ve sorumlu personel tarafından eğitilmiş kişiler.
- “Temel güvenli talimatları”, “Güvenlik gereksinimleri” bölümlerini ve bu kullanıcı kılavuzundaki uyarı bildirilerini okumuş ve anlamış olan kişiler.

## 8.3 Kullanıcının yükümlülüğü

AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü ile çalışan tüm kişiler hastalar veya personel açısından tehlike oluşturacak durumları önlemek için temel güvenlik talimatlarını izlemekle yükümlüdür.

## 8.4 Nöromonitörü kullanırken oluşabilecek tehlikeler

AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü geçerli güvenlik standartları ve geçerli teknoloji durumuna uygun olarak geliştirilmiş ve yapılmıştır. Yine de AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörüne zarar gelmesi gibi kullanıcılar ve üçüncü taraflara yönelik bazı riskler olabilir.



### AVALANCHE® SI Thyroid VNS yalnızca:

- kullanım amacına yönelik olarak
- güvenlik standartlarına uygun olacak doğru durumda kullanılır.



### AVALANCHE® SI Thyroid VNS şu durumlarda kullanılamaz:

- hastada kardiyak kalp pili implantı mevcutsa
- hastada implant kardiyak defibrilatör mevcutsa (ICD)
- hamilelik durumunda
- epilepsi hastalarının intraoperatif veya teşhis incelemelerinde.

(Yalnızca yetkili bir tıp uzmanı tarafından riskleri değerlendirilen ve incelemesi yapılan epilepsi tedavilerindeki özel incelemelere yönelik olarak AVALANCHE® SI Thyroid VNS kullanılmasına izin verilir!)

(Tüm durumlarda yetkili bir tıp uzmanına danışılmalıdır.)

**Güvenliği etkileyen tüm faktörler derhal giderilmelidir!**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz yüksek nem bulunan konumlarda kullanılmamalıdır.</li> <li>AVALANCHE® SI Thyroid VNS kardiyak stimülasyon amacıyla kullanılmamalıdır!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 mA'den yüksek akımlarla doğrudan sinir stimülasyonu önerilmemektedir!</li> <li>Yüksek bir stimülasyon akımı uygulayarak uyarılmış sinirlere yönelik bir risk oluşmasından kaçınmak için değerlendirilebilir eylem potansiyeli sağlayan en düşük stimülasyon akımı kullanılmalıdır.</li> </ul>                                                                 |
|    | Aşırı derecede yüksek stimülasyon akımları engellenmelidir. Başka bir programa geçildikten veya AVALANCHE® SI Thyroid VNS başlatıldıktan sonra ve bir sonraki stimülasyondan önce ön tanımlı stimülasyon akımını kontrol edin.                                                                                                                                                                         |
|    | Hasya bir stimülasyon akımı uygulanmışsa beklenmeyen kas tremorları görülebilir. Yaralanma riskini engellemek için çevre etkileri dikkatlice seçilmelidir. Keskin kenarlı maddeler hastanın yakınında olmamalıdır.                                                                                                                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>AVALANCHE® SI Thyroid VNS mikrodalga cihazlarının veya cep telefonlarının yakınında kullanılmamalıdır.</li> <li>AVALANCHE® SI Thyroid VNS patlayıcı risk taşıyan ortamlarda kullanılmamalıdır.</li> <li>AVALANCHE® SI Thyroid VNS elektromanyetik alanlarda kullanılmamalıdır.</li> <li>Doğrudan göğüsten uygulanacak stimülasyondan kaçınılmalıdır.</li> </ul> |
|  | AVALANCHE® SI Thyroid VNS ve elektro cerrahi cihazın eşzamanlı çalıştırılması elektrotlarda yanıklara yol açabilir. AVALANCHE® SI Thyroid VNS eş zamanlı çalıştırma sırasında arızalanabilir.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Elektrotlar ve diğer iletken parçalar, probalar veya diğer cihazların elektrotları arasında yanlışlıkla oluşacak temastan kaçınılmalıdır!                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>AVALANCHE® SI Thyroid VNS hastanın yakınında kullanılmamalıdır. EN60601-1-1 uyarınca tanımı:</li> <li>Hasta ile mesafe en az 1,5 m.</li> <li>hastanın üzerinden dikey olarak ölçülen yerden 2,5 m</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|  | Bağlantı kutusu, hasta kabloları ve stimülasyon elektrotları hariç diğer AVALANCHE® SI Thyroid VNS aksesuarlarının hastanın olduğu alanda kullanılmasına izin verilmez!                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Üretici tarafından onaylanan aksesuarların dışında herhangi bir aksesuar kullanılmasına ve aşağıdaki yönergelerden başka yönergelerin izlenmesine izin verilmemektedir.                                                                                                                                                                                                                                |
|  | AVALANCHE® SI Thyroid VNS çoklu soket çıkışı aracılığıyla üçüncü taraf cihazlarına bağlanamaz!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Medikal cihazlar elektromanyetik parazitlerle ilgili özel koruma tedbirlerine tabiidir (EMI). AVALANCHE® SI Thyroid VNS ekli belge uyarınca kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                            |



Taşınabilir HF iletişim cihazları medikal cihazları etkileyebilir!



Cihaz diğer cihazlarla birlikte istiflenmemelidir. Cihazın diğer cihazlarla birlikte istiflenmesi gerektiğinde sistemin kullanım amacıyla uygunluğu kontrol edilmelidir.

#### Rehberlik ve üreticinin açıklaması - elektromanyetik emisyonlar

AVALANCHE® SI Thyroid VN nöromonitörü, aşağıda belirlenmiş elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS kullanıcısı veya müşterisi cihazın bu şekilde bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

| Emisyon testi                                              | Uyumluluk     | Elektromanyetik Ortam – kılavuz bilgiler                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPR-11 uyarınca RF emisyonları                           | Grup 1        | AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü yalnızca dahili işlevi için RF enerjisi kullanır. Bu yüzden, RF emisyonları çok düşüktür ve yakınlardaki diğer elektronik ekipman ile parazit yaratmaz. |
| CISPR11 uyarınca RF emisyonları                            | <b>Grup A</b> | AVALANCHE® SI Thyroid VNS Nöromonitörü kullanım amacını ifa edebilmek için elektromanyetik enerji yayar. Yakınında bulunan elektronik ekipmanlar etkilenebilir.                                |
| Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2                          | <b>Grup A</b> |                                                                                                                                                                                                |
| Voltaj dalgalanmaları / titreşme emisyonları IEC 61000-3-3 | Uygulanamaz   |                                                                                                                                                                                                |

**Portatif ve mobil RF iletişim ekipmanı ile AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü arasındaki önerilen ayırım**

AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü, yayılan RF bozukluklarının kontrol edildiği elektromanyetik ortamlar için tasarlanmıştır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir ve hareketli RF iletişim ekipmanı (vericiler) ve sayısallaştırıcı arasında minimum mesafeyi sağlayarak aşağıda tavsiye edildiği gibi iletişim ekipmanının çıkış gücüne göre elektromanyetik parazitin önlenmesine yardım edebilir.

| Nominal çıktı<br>verici<br>W | Frekansına göre ayrılma mesafesi<br>m   |                                         |                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | 150 kHz ila 80 MHz<br>$d = 1.2\sqrt{P}$ | 80 MHz ila 800 GHz<br>$d = 1.2\sqrt{P}$ | 800 MHz ila 2.5 GHz<br>$d = 2.3\sqrt{P}$ |
| 0,01                         | 0,12                                    | 0,12                                    | 0,23                                     |
| 0,1                          | 0,38                                    | 0,38                                    | 0,73                                     |
| 1                            | 1,2                                     | 1,2                                     | 2,3                                      |
| 10                           | 3,8                                     | 3,8                                     | 7,3                                      |
| 100                          | 12                                      | 12                                      | 23                                       |

Yukarıda listelenmiş maksimum çıkış gücünde oranlı vericiler için, tavsiye edilen metre (m) olarak d ayrılma mesafesi vericinin frekansına uygulanabilir denklem kullanılarak tahmin edilebilir. Üreticiye göre vericinin maksimum çıkış gücü değeri watt (W) cinsinden P'dir.

NOT 1: Vericiler arasındaki 80 MHz ila 2,5 GHz arasındaki önerilen koruyucu mesafeyi hesaplamak üzere, hastanın yakınında sorun yaşanmasına sebep olabilecek mobil/taşınabilir iletişim cihazlarının istenilmeyen kullanılması olasılığını kısıtlamak için 10/3'lük ek bir yöntem kullanılmaktadır.

NOT 2: Bu kılavuz bilgileri tüm durumlarda uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılma; emilim ve aynı zamanda yapılardan, eşyalardan ve insanlardan yansıma tarafından etkilenir.

**Kılavuz ve üreticinin açıklaması - elektromanyetik bağışıklık**

AVALANCHE® SI Thyroid VN nöromonitörü, aşağıda belirlenmiş elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS kullanıcısı veya müşteris cihazın bu şekilde bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

| Bağışıklık testleri                                                                                    | IEC 60601 test seviyesi                                                                                                                                                                        | Uyumluluk seviyesi                                                                                                                                                                             | Elektromanyetik Ortam – kılavuz bilgileri                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrostatik akım (ESD) acc. IEC 61000-4-2                                                            | ±6 kV kontak<br>±8 kV<br>Hava akımı                                                                                                                                                            | ±6 kV<br>Temas<br>±8 kV<br>Hava akımı                                                                                                                                                          | Zemin ahşap, beton veya seramik döşeme olmalıdır. Eğer zemin sentetik malzeme ile kaplı ise, bağıl nem en az 30 % olmalıdır.                                                                                                                                                                              |
| Elektrikli hızlı geçici/patlama acc. IEC 61000-4-4                                                     | ±2 kV<br>güç kaynağı hatları için<br>±1 kV<br>giriş/çıkış hatları için                                                                                                                         | ±2 kV<br>güç kaynağı hatları için<br>±1 kV<br>giriş/çıkış hatları için                                                                                                                         | Şebeke güç kalitesi, tipik ticari veya hastane ortamı gibi olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akım Acc. IEC 61000-4-5                                                                                | ±1 kV<br>diferansiyel mod<br>±2 kV<br>genel mod                                                                                                                                                | ±1 kV<br>diferansiyel mod<br>±2 kV<br>genel mod                                                                                                                                                | Şebeke güç kalitesi, tipik ticari veya hastane ortamı gibi olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Güç kaynağı giriş hatlarında voltaj düşmeleri, kısa kesintiler ve voltaj dalgalanmaları IEC 61000-4-11 | <5% UT<br>0.5 döngü için<br>(UT'de >95% düşüş)<br>40% UT<br>5 döngü için<br>(UT'de 60% düşüş)<br>70% UT<br>25 döngü için<br>(UT'de %30 düşüş)<br><5% UT<br>5 saniye için<br>(UT'de >95% düşüş) | <5% UT<br>0.5 döngü için<br>(UT'de >95% düşüş)<br>40% UT<br>5 döngü için<br>(UT'de 60% düşüş)<br>70% UT<br>25 döngü için<br>(UT'de %30 düşüş)<br><5% UT<br>5 saniye için<br>(UT'de >95% düşüş) | Şebeke güç kalitesi, tipik ticari veya hastane ortamı gibi olmalıdır.<br><br>Şebeke güç kesintileri esnasında AVALANCHE® SI Thyroid VNS kullanıcısının sürekli çalışması gerekiyorsa, AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü kesintisiz güç kaynağı veya akü üzerinden enerjilendirilmesi tavsiye edilir. |
| Güç sıklığı (50/60 Hz) manyetik otam IEC 61000-4-8                                                     | 3 A/m                                                                                                                                                                                          | 3 A/m                                                                                                                                                                                          | Güç frekansı manyetik alanları, tipik ticari veya hastane ortamının karakteristik seviyelerinde olmalıdır.                                                                                                                                                                                                |
| Not: $U_T$ , test seviyesinin uygulamasından önceki AC şebeke gerilimidir.                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Kılavuz ve üreticinin açıklaması - elektromanyetik bağışıklık**

AVALANCHE® SI Thyroid VN nöromonitörü, aşağıda belirlenmiş elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS kullanıcısı veya müşterisi cihazın bu şekilde bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

| Bağışıklık testleri                          | IEC 60601 test seviyesi                 | Uyumluluk seviyesi | Elektromanyetik Ortam – kılavuz bilgiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                         |                    | Taşınabilir ve hareketli RF iletişim ekipmanları, kablolar dahil, AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörünün hiçbir parçasına tavsiye edilen ileticinin frekansına uygun denklemden hesaplanmış ayrılma mesafesinden yakın olarak kullanılmamalıdır.<br><br>Önerilen ayrım mesafesi:                                                                                                                                                                                             |
| İletilmiş RF<br>RF dağılımları IEC 61000-4-6 | 3 V <sub>rms</sub><br>150 kHz to 80 MHz | 3 V <sub>rms</sub> | $d=1.2\sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yayılan RF<br>RF dağılımı IEC 61000-4-3      | 3 V/m<br>80 MHz to 2.5 GHz              | 3 V/m              | $d=1.2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                         |                    | $d=1.2\sqrt{P}$ P800 MHz to 2.5 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                                         |                    | iletici üreticisine göre P ileticinin watt (W) olarak maksimum çıkış güç oranıdır ve d metre (m) olarak tavsiye edilen ayrılma mesafesidir.<br><br>Elektromanyetik site tetkiği (a) ile belirlenen sabit ileticilerden alan güçleri, her frekans aralığında (b) uyumluluk seviyesinden düşük olmalıdır.<br>Aşağıdaki sembol ile işaretli ekipmanın yakınlarında parazit oluşabilir.<br><br> |

Not 1 80 MHz ve 800MHz'de, daha yüksek frekans aralığı uygulanır.

Not 2 Bu kılavuzlar tüm durumlarda uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılma; emilim ve aynı zamanda yapılardan, eşyalardan ve insanlardan yansıma tarafından etkilenir.

<sup>a</sup> Telsiz telefon (hücreli/telsiz), karasal radyo, amatör radyo, AM ve FM radyo yayıncıları ve TV yayıncıları gibi sabit vericilerden gelen alan şiddetleri teorik olarak hassas tahmin edilemezler. Sabit RF vericilerden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için, elektromanyetik saha araştırması dikkate alınmalıdır. AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörünün kullanıldığı yerdeki ölçülmüş alan gücü uygulanabilir RF uyumluluk seviyesinden yukarıda ise, AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörünün normal çalıştığı gözlenmelidir. Eğer normal dışı performans gözlenirse, ® SI Thyroid VNS nöromonitörünün yerini değiştirmek veya düzenlemek gibi ek ölçümler gerekli olabilir..

<sup>b</sup> 150 kHz - 80 MHz frekans aralığı üzerinde, alan şiddetleri 3 V/m'den az olmalıdır..



## 8.5 Elektromanyetik parazitleri önleme

Elektro cerrahi ekipmandan kaynaklanabilen elektromanyetik alan karışımları, AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü bu cihazlardan mümkün olduğunca uzağa konumlandırarak azaltılabilir veya tamamen giderilebilir.

## 8.6 Garanti ve yükümlülük

Garanti yalnızca malzemeyi kapsamaktadır.

Garanti, yalnızca alıcının/kullanıcının aşağıdaki kurallara sadık kaldığını kanıtlaması halinde fiziksel ve maddi zararı karşılar ve yükümlülüğü kabul eder:

- AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörünün kullanım amacına uygun kullanılması
- Kullanım talimatları ve tüm güvenlik gereksinimleri ve standartlarına uygun kurulum, nakliye, depolama, başlatma, çalıştırma ve bakım uygulanması
- AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörde isteğe bağlı yapısal değişiklik yapılmaması
- İsteğe bağlı hizmet ve onarım yapılmaması (onarım işlemleri üretici tarafından yapılmalıdır)
- Yabancı maddelerden etkilenmemiş olması..

**Bu tür durumlara bağlı hasarlar yükümlülük dışındadır**

## 9 Güvenlik talimatları

### 9.1 Sembol ve açıklamalar

Kullanıcı kılavuzunda yer alan aşağıdaki terim ve semboller tehlikeyi işaret etmektedir:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Dikkat:</b> Kullanıcının özel dikkat etmesini gerektirir                                                                                                       |
|    | <b>Dikkat:</b> Sistem parçaları açısından bir tehlike veya olası nöromonitör işlevi arızasını işaret eder                                                         |
|    | Tip BF tatbiki parça                                                                                                                                              |
|    | Uygulanabilir 0545 AB Yönergeleri ile uygunluğunu işaret eden sembol. Belirtilen gövde kimlik numarası (EUROCAT® - Sertifika ve Denetleme Kurumu GmbH, Darmstadt) |
|   | Kullanmadan önce kılavuzu inceleyin!                                                                                                                              |
|  | Cihaz evsel atıklara atılmamalıdır. Cihaz, elektronik atıklar için yerel geçerli talimatlara ve standartlara uygun olarak atılmalıdır.                            |

Zorunlu personel güvenlik ekipmanı operatör tarafından sağlanmalıdır.

Tüm mevcut güvenlik ekipmanı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

### 9.2 Bilgilendirici güvenlik önlemleri

Kullanıcı kılavuzu kurulum alanında tutulmalıdır. Tüm güvenlik ve tehlike talimatları okunabilir durumda korunmalıdır.

### 9.3 Personel eğitimi

Kurulum, başlatma, çalıştırma ve bakım için personel sorumluluğu açıkça belirtilmelidir.

## 9.4 Normal alıřtırma sırasındaki gvenlik nlemleri

### alıřtırma ncesinde grsel denetim ve iřletim testi

The AVALANCHE® SI Thyroid VNS nromonitr yalnızca tm gvenlik cihazları (koruyucu toprak baėlantısı) doėru řekilde iřlediėinde kullanılabilir.

Gerekli gvenlik incelemesinin yıllık bir parası olarak dahili gvenlik cihazlarının denetimi.

- Operatr her kullanım ncesin cihazın doėru alıřtıėından, cihazın ve tm aksesuarların doėru durumda olduėundan emin olmalıdır.
- .Yalıtım maddeleri, prizler ve mahfazaların zerinde harici bir hasar olup olmadıėı grsel olarak denetlenmelidir Dolařmıř kablolar, hasarlı yalıtımı olan kablolar, eksik kılavuz kabı vb kullanılmamalıdır.
- Herhangi bir hasar bulunduėunda cihaz kullanılmamalıdır.
- İřleyebilirliėi etkileyecek hasarlara karřı cihaz ve aksesuarları grsel olarak denetlenmelidir.

**retici tarafından yetkilendirilen bir kiři veya doėrudan retici tarafından yıllık gvenlik incelemesi yrtlmelidir.**

## 9.5 Yapısal Deėiřimler

Yapısal deėiřim ve onarımların yalnızca retici tarafından yapılmasına izin verilir.

## 10 Telif hakkı

Bu kullanıcı kılavuzunun telif hakkı

Dr. Langer Medical GmbH Waldkirch tarafından alınmıřtır.

## 11 Kullanıcı kılavuzunun kopyalanması

Bu kullanıcı kılavuzu reticinin onayı olmadan kopyalanamaz.

## 12 Teknik bilgiler

| Voltaj tedarîği ve güç tüketimi |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Şebeke gerilimi                 | 230 V AC / 50 Hz     |
| Sigorta                         | 2 x 1A, yavaş üfürüm |
| Güç Tüketimi:                   | maks. 100 VA         |

| Sinyaller                 |              |
|---------------------------|--------------|
| Sinyal formu              | EMG          |
| Ölçülen kanal sayısı      | 1            |
| EMG sinyal kuvvetlendirme | 500          |
| EMG limit frekanslar      | 8 Hz – 8 kHz |

| AD dönüştürme   |                     |
|-----------------|---------------------|
| Örnekleme oranı | Kanal başına 10 kHz |
| Çözünürlük      | 12 bit              |

| Entegre doğrudan sinir stimülasyonu |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stimülasyon kanalı sayısı           | 1, VANESSA bağlantı kutusu aracılığıyla sistem değişikliği |
| Stimülasyon voltajı                 | +/- 10 V                                                   |
| atış şekli                          | kare dalga, negatif                                        |
| Atış süresi                         | 200 µs                                                     |

| AVALANCHE® SI VANESSA Bağlantı kutusu ile (vagus stimülasyonu) |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stimülasyon akım (el probu)                                    | 4 Hz                             |
| Stimülasyon akım (el probu)                                    | 0.1 – 5.0 mA, min. artış: 0,1 mA |
| Stimülasyon akım (vagus probu)                                 | 3 Hz                             |
| Stimülasyon akım (vagus probu)                                 | 0.1 – 5.0 mA, min. artış: 0,1 mA |

| Sıcaklıklar                        |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalıştırma sıcaklığı               | + 10 °C to + 40 °C                                                                                                                        |
| Ortam sıcaklığı: Taşıma ve Saklama | <ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık 0 °C ila 40 °C.</li><li>Nem: %10 ila %80</li><li>Hava basıncı : 500 ila 1060 hPa</li></ul> |

### Dimensions and weight

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Genişlik x yükseklik x derinlik | 460 x 360 x 360 mm |
| Ağırlık                         | Yaklaşık 11 kg     |

### Standartlar

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 93/42/EEC AB Yönetmeliği'ne göre sınıflandırması | II a                 |
| EN 60 601-1 uyarınca tür                         | Tip BF tatbiki parça |
| EN 60 601-1 uyarınca koruma sınıfı               | I                    |
| Koruma sınıfı                                    | IP40                 |

### Diğer

|                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doğruluk                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Bağlantı kutusu: <math>\pm 5 \%</math> (artış <math>500 \pm 25</math>)</li><li>AVALANCHE® SI: tam ölçünün <math>\pm 0.25</math></li></ul> |
| Cihaz sürekli işleme yönelik tasarlanmıştır                   |                                                                                                                                                                                 |
| Dokunun direnç aralığı, 10mA ile ulaşılabilir: maks. 1000 Ohm |                                                                                                                                                                                 |

## 13 Seri numara tasarımı

|            |   |           |   |         |   |               |
|------------|---|-----------|---|---------|---|---------------|
| AV         | - | xxx       | - | 12      | - | 2012          |
| AVALANCHE® |   | Ardıl no. |   | İş günü |   | Yıl<br>üretim |

## 14 Atık madde giderilmesi



AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitör , elektronik atıklar için yerel geçerli talimatlara ve standartlara uygun olarak atılmalıdır.

## 15 Temizleme

The AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitör ve Bağlantı kuytusunu nemli bir bez ile temizlenmeli veya silerek arındırılmalıdır.

Temizlik maddeleri kullanılamaz!

## 16 Servis ve onarım

Kullanım amacı gereken servis aralıklarının uyumluluğuna bağlıdır.

### 16.1 Servis aralıkları

#### Her çalıştırmadan önce

Muhafaza, tüm fiş bağlantıları örn. Bağlantı kutusu/probu kablolarının görsel incelenmesi ve fonksiyonel olarak denetlenmesi

**Yıllık olarak:** Üretici tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği bir kişi tarafından akım sızıntıları ve koruyucu topraklama kablolarının direncinin ölçülmesi DIN EN 62353 (Güvenlik Kontrolü) uyarınca yürütülmelidir

### 16.2 Onarımlar

**Yalnızca üretici tarafından yapılmasına izin verilir!**

### 16.3 AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörünün kullanım amacına uygun kullanılması

Güç modülünde sigortalar AVALANCHE® SI Thyroid VNS cihazının arkasında konumlandırılmıştır. Sigortalar aynı tip ve aynı gerekli özelliklere sahip sigortalar ile yedeklenmelidir! Daha yüksek akım değerine sahip sigortalar AVALANCHE® SI Thyroid VNS cihazına zarar verebilir!

## 17 Aksesuarlar

| Aksesuar Listesi                                                            |                                                                                                                        |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiroid operasyonu sırasında AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitörü için     |                                                                                                                        |                               |
| Açıklama                                                                    |                                                                                                                        | Madde no.                     |
| Stimülasyon problemleri ve probe bağlantı kabloları (tekrar kullanılabilir) | Mikro çatal probe, çift kutuplu konsentrik                                                                             | 40-0017                       |
|                                                                             | Top prob, çift kutuplu konsentrik                                                                                      | 40-0008<br>40-0013            |
|                                                                             | Stimülasyon probu, çift kutuplu konsentrik, ABBA tekniği için                                                          | 40-0033                       |
|                                                                             | Mikro çatal prob, çift kutuplu, ABBA tekniği için                                                                      | 40-0046                       |
|                                                                             | Prob bağlantı kablosu, çift kutuplu problemlerin bağlantısı için                                                       | 41-0000                       |
| Atılabilir stimülasyon problemleri                                          | Atılabilir mikro çatal probu                                                                                           | 40-1004                       |
|                                                                             | Atılabilir stimülasyon prob, çift kutuplu konsentrik, uç üçgen şekli                                                   | 40-1007                       |
|                                                                             | Atılabilir stimülasyon problemleri bağlantıları için adaptör                                                           | 41-0048                       |
| Reküran larinjiyal sinirin sürekli izlenmesi                                | Tiroid operasyonu sırasında sürekli vagus siniri stimülasyonu için tek kullanımlık Saxophonelektrode®                  | 42-0068                       |
|                                                                             | Saksafon tipi elektrot bağlantısı için adaptör                                                                         | 41-0080                       |
|                                                                             | Yapışabilir tüp elektrotlar çeşitli versiyonlar                                                                        | 42-0017<br>42-0018<br>42-0020 |
| Yapışabilir tüp elektrotlarla sinyal kaydı                                  | Atılabilir yapışkan yüzeyli elektrot, basma düğmesi, tüp elektrotlar ile sinyal kaydetme için referans olarak 35x26 mm | 42-0016                       |
|                                                                             | Basma düğmesi kablosu, yeşil                                                                                           | 41-0024<br>41-0034            |
|                                                                             | EMG sinyal yakalama kablosu, 1 kanal                                                                                   | 41-0010                       |
|                                                                             | Çift kutuplu konsentrik iğne elektrotu, üçgen formu                                                                    | 42-0000                       |
| İğne elektrotlarla sinyal kaydetme                                          | Reküran larinjiyal sinirin devamlı izlenmesi sırasında RF Gürültüsünü gidermek için sessizleştirme sensörü             | 21-0005                       |
| Diğer                                                                       | Pedal                                                                                                                  | 44-0015                       |
|                                                                             | EMG benzeri                                                                                                            | 22-1000                       |
|                                                                             | Güç kablosu                                                                                                            | 10-0248                       |
|                                                                             | Güç kablosu                                                                                                            | 10-0248                       |

## 18 Teslimat kapsamı

AVALANCHE® SI Thyroid VNS nöromonitör teslimat kapsamı aşağıdaki bileşenleri içerir:

| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Madde no.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sipariş edilen yazılım bileşenine bağlı olarak:<br>AVALANCHE® SI Neuromonitor Thyriod VNS<br>AVALANCHE® SI Neuromonitor Thyriod VNS + Karotis<br>AVALANCHE® SI Neuromonitor ENT + Thyriod VNS<br>AVALANCHE® SI Neuromonitor Spine + SEP + Thyriod VNS<br>AVALANCHE® SI Neuromonitor ENT + Carotid + Thyriod VNS                      | 20-0080<br>20-0081<br>20-0083<br>20-0088<br>20-0089 |
| Thyriod VNS uygulaması için VANESSA Bağlantı kutusu,<br>Sipariş edilen yapılandırmaya bağlı olarak:<br>•Bağlantı kutusu (ön yükselteç) AVALANCHE® SI için VANESSA 2-kanal<br>•Bağlantı kutusu (ön yükselteç) AVALANCHE® SI için VANESSA 4-kanal<br>•Bağlantı kutusu (ön yükselteç) AVALANCHE® SI için VANESSA EMG + EP<br>MM 4-kanal | 21-0024<br>21-0025<br>21-0028                       |
| Koruyucu toprak iletkenli güç kablosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-0248                                             |

## 19 Üretici ve Distribütör Bilgileri



DR. LANGER  
M E D I C A L

Dr. Langer Medical GmbH Fabrik Sonntag,  
Haus 4a 79183 Waldkirch ALMANYA

**surgimed**

**Tiroid cerrahisinde  
yeni ortağınız**

[www.surgimed.com.tr](http://www.surgimed.com.tr) - [www.sinirmonitoru.com](http://www.sinirmonitoru.com)

Tel: +90 212 635 51 14 - Cep: +90 533 582 46 56

**surgimed**